

## 1574745 - CLINITEST® Rapid COVID-19 test antigénique - 20 pcs



### Déscription

Le test rapide antigénique CLINITEST® COVID-19 de Siemens Healthineers est un test de lecture visuelle facile à utiliser qui ne nécessite pas d'instruments de laboratoire ou de personnel de laboratoire spécialisé et fournit des résultats en 15 minutes. Écouvillon nasal qui apporte plus de confort au patient, prend moins de temps et est plus facile à prendre pour le professionnel de la santé.

- Pour la détection des antigènes COVID-19 (également variante britannique et sud-africaine)
- Désormais avec une collecte d'échantillons plus facile pour une meilleure accessibilité
- Type d'échantillon : écouvillon nasal ou nasopharyngé
- Sensitivité: 98,32 % (Écouvillon nasopharyngé) - 97,25 % (Écouvillon nasale)
- Spécificité: 99,60 % (Écouvillon nasopharyngé) - 100 % (Écouvillon nasale)
- Précision: 99,42% (Écouvillon nasopharyngé) - 98,73% (Écouvillon nasale)
- 1 pack avec 20 tests d'antigène et accessoires

Contenu de la boîte :

- 20 cassettes de test
- 20 écouvillons stériles
- 20 tubes d'extraction et embouts
- 1 portoir
- 2 flacons de tampon
- 1 notice

## Spécifications

<b>Marque</b>	Siemens
<b>sku</b>	1574745
<b>Type d'emballage</b>	Boîte