

## 1623446 - Tapis de course SportsArt Essentials Line Eco-Natural T663 - 4HP AC - écran LED



### Déscription

Découvrez le **tapis de course SportsArt T663**, la combinaison parfaite de **performance, confort et durabilité**. Ce tapis de course est équipé d'un puissant **moteur à induction AC de 4,0 CV** et du système innovant **ECO-GLIDE™ d'auto-lubrification**, garantissant des performances optimales sur le long terme avec un entretien minimal.

Le **système d'amortissement omni-directionnel MyFlex+** offre une excellente absorption des chocs, réduisant considérablement la pression sur les articulations et assurant un entraînement confortable. Avec une plage de vitesse polyvalente de **0,35 à 12 mph (0,5 à 20 km/h)**, le T663 convient aussi bien à la marche, au jogging qu'à l'entraînement intensif de course.

#### Caractéristiques principales du tapis de course T663 :

- **Moteur IAC 4,0 CV** – moteur à induction puissant et durable pour des performances fiables
- **Système ECO-GLIDE™ d'auto-lubrification** – système de lubrification automatique, entretien réduit
- **Amortissement omni-directionnel MyFlex+** – confort optimal et protection des articulations
- **Surface de course spacieuse** : 61 x 22 pouces (155 x 56 cm) pour une utilisation sûre et confortable
- **Mesure de la fréquence cardiaque** : via capteurs tactiles et télémétriques
- **Extras** : port de recharge USB et port CSAFE pour connectivité et facilité d'utilisation

#### Spécifications techniques :

- **Dimensions (L x l x H)** : 211,4 x 85,9 x 147,9 cm
- **Poids de l'appareil** : 158 kg
- **Plage de vitesses** : 0,35 – 12 mph / 0,5 – 20 km/h
- **Poids utilisateur maximal** : 205 kg

Le tapis de course **SportsArt T663** est idéal pour :

- **Les clubs de fitness et centres sportifs** qui ont besoin d'équipements durables
- **Les centres de rééducation et cabinets de physiothérapie** grâce à sa vitesse de départ basse
- **Les utilisateurs à domicile** recherchant un tapis professionnel et facile d'entretien

## Spécifications

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Marque           | SportsArt |
| sku              | 1623446   |
| Type d'emballage | Pièce     |