

## 1551183 - HEINE K180 Set tête d'ophtalmoscope - Led - 2,5V - Batterie et poignée diaphragme - Etui - 1 pc



### Déscription

Le set d'ophtalmoscope K180 offre une lumière vive pour une image claire, ce qui permet aux professionnels de la santé de bénéficier d'une haute qualité et d'un bon rapport qualité-prix.

#### Avantages

- Diagnostic fiable
- 5 ouvertures différentes en 2 variantes
- Excellent éclairage
- Flexible : piles remplaçables, rechargeable par USB

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINC-182.10.118
<b>Inclus dans le produit?</b>	Batterie; 1pc, poignée; 1pc, étui; 1pc
<b>sku</b>	1551183
<b>Illumination</b>	LED
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	2,5 V