

## 1008937 - Mepilex® lite - 6 x 8,5 cm - stérile - 1 x 5 pcs



### Déscription

Le pansement mousse Mepilex® Lite a été développé pour le traitement des plaies aiguës et chroniques légèrement exsudatives. Son profil fin est souple et flexible, ce qui permet de couvrir plus facilement les zones du corps difficiles à envelopper. Et vous pouvez facilement le couper à la taille.

Il a été démontré que les pansements Mepilex Lite protègent la peau fragile contre les forces externes, telles que la friction et la pression dues à l'utilisation fréquente de dispositifs médicaux.

La conception comprend Safetac®, la couche de contact indolore originale avec adhésif en silicone. Il est conçu pour se mouler en douceur à la peau sans coller à la plaie humide. Vous pouvez l'enlever facilement sans endommager la peau. Cela signifie moins de douleur pour vos patients. Il scelle les bords de la plaie pour protéger la peau des dommages dus aux fuites et à la macération. Il a été cliniquement prouvé que Mepilex Lite réduit de manière significative les réactions cutanées à la radiothérapie.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1008937
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Taille</b>	6 x 8,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte