

## 1600643 - MST-5000 clamp d'échantillons de mucus - tube 9 cm - 25 ml - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec une longueur de tube de 9 cm avec VC et bouchon à vis de rechange est conçu pour prélever des échantillons de mucus pour un examen microbiologique. Ce piège fourni d'une capacité de 25 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration, ainsi qu'une étiquette avec les informations relatives au patient.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 9 cm
<b>sku</b>	1600643
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte