

## 1543673 - Gobelet - couvercle 4 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Anse</b>	Oui
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>sku</b>	1543673
<b>Couverture</b>	Oui
<b>Compatible lave-vaisselle</b>	65°
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce