

1543708 - Coussin voyage standard sans taie - 1 pc



Déscription

Oreiller orthopédique à la forme unique en 3 parties, idéal pour les voyages. L'oreiller est conçu de manière à ce que le tour de cou fournisse la traction nécessaire sur les vertèbres cervicales. De plus, la section médiane flexible garantit que la colonne vertébrale se trouve dans la forme naturelle de S lorsqu'elle est allongée sur le dos. En position couchée sur le côté, les parties latérales hautes garantissent que la colonne vertébrale est dans une position neutre non chargée. Convient aux personnes pesant à partir de 65 kg. Le coussin voyage standard est en mousse polyéther.

Spécifications

Marque	Meijers
Dimensions du produit	L 24 cm, H 13 cm, L 48 cm
Composition	Foam polyéther
sku	1543708
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce