


1015681 - PROLENE™ fil de suture 6/0 - 15 mm - 45 cm - EX1 - 1 pc



Déscription

La suture PROLENE™ (teintée ou non) est une suture chirurgicale stérile non absorbable composée d'un stéroisomère cristallin isotactique de polypropylène, une polyoléfine linéaire synthétique. La suture colorée est pigmentée en bleu pour améliorer la visibilité.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIW8873T
Composition	Polypropylène
Stérile	Oui
Résorbable	Non
sku	1015681
Longueur du fil	45 cm
Produits similaires	Non
Longueur aiguille	15 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce
épaisseur du fil	6/0