

1549743 - DT100 T - système d'aspiration avec bras télescopique sur pied



Déscription

Le bras de support télescopique T pour une utilisation pratique mobile. Version autonome, avec unité de vide intégrée DT100. Après examen, le bras peut être rangé de manière compacte - parfait là où l'espace est limité.

- Commande mobile
- plaque inférieure
- Conception très solide
- Largeur 38cm
- Profondeur 40 cm
- Quatre roulettes dont deux verrouillables

Spécifications

Marque	Strässle
Normes	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
sku	1549743
EKG catégorie	Systèmes d'aspiration
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce