

## 1532847 - Coussin pour cou Relax - housse bi-tec - L 100 cm - 1 pc



### Déscription

Le modèle Neck offre un soutien optimal pour le cou. coussin assure le confort pendant la sieste de l'après-midi, en regardant la télévision. Pendant les voyages en voiture, en train ou en avion, il prévient les plaintes et les raideurs de la nuque après le repos. Grâce à sa forme très compacte, il ne prend pratiquement pas de place.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 100 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1532847
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce