

## 1532847 - Coussin pour cou Relax - housse bi-tec - L 100 cm - 1 pc



### Déscription

Le modèle Neck offre un soutien optimal pour le cou. coussin assure le confort pendant la sieste de l'après-midi, en regardant la télévision. Pendant les voyages en voiture, en train ou en avion, il prévient les plaintes et les raideurs de la nuque après le repos. Grâce à sa forme très compacte, il ne prend pratiquement pas de place.

### Spécifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Marque</b>                               | Fico  |
| <b>Dimensions du produit</b>                | L 100 cm  |
| <b>Composition</b>                          | Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> ,<br>remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles<br>des billes 0,9-1,18 mm |
| <b>sku</b>                                  | 1532847   |
| <b>Lavable</b>                              | 40 °C   |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Relax   |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce   |