

1575951 - Anti-déparant Dycem modèle petite - rouge - 25 x 18 cm - 1 pc



Déscription

Utilisable pour un usage intensif dans la cuisine, comme fixation ou comme set de table. Autres couleurs sur demande.

Sous-main antidérapant, ferme et presque inusable. Pour utilisation intensive dans la cuisine comme fixation ou comme set de table.

Spécifications

Dimensions du produit	L 18 cm, H 0.3 cm, L 25 cm
sku	1575951
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce