

1012257 - Lames de bistouri nr 11 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le n° 11 est un couteau bistouri triangulaire allongé, aiguisé le long de l'hypoténuse et doté d'une forte pointe.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
Normes	ISO 1385:2016
sku	1012257
Numéro du bistouri	11
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte