

## 1517637 - Seca 756 pèse-personne à colonne mécanique avec cadran rond et BMI - classe III - 160 kg - 1 pc



### Déscription

Le modèle seca 756 est l'une des premières balances mécaniques à colonne qui offre également une fonction d'évaluation du statut nutritionnel de la personne pesée sur la base de l'indice BMI.

Quand une personne monte sur la plateforme, un « disque BMI » subdivisé en secteurs de différentes couleurs tourne sous le grand cadran rond très précis de cette balance. Ces secteurs sont visibles dans une petite fenêtre placée à côté d'une échelle des tailles. Cette échelle permet de déterminer l'intervalle BMI correspondant au résultat de la pesée, les différentes couleurs correspondant à une insuffisance pondérale, un poids normal, un surpoids ou une adiposité (surpoids pathologique). La surface plane de la plateforme et des roulettes de transport bien pratiques sont d'autres avantages de la balance seca 756. Cette balance à colonne peut être équipée de la toise seca 224 en option.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Dimensions du produit</b>	L 36 cm, H 100 cm, L 62.8 cm
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	160 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Oui
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1517637
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe IIII
<b>Gradation pèse-personnes</b>	500 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques