


1623555 - VICRYL RAPIDE™ fil de suture 3/0 - 22 mm - 70 cm - V2190H- 36 pcs



Déscription

La suture VICRYL RAPIDE™ tressée enduite est une suture chirurgicale synthétique stérile. Absorbable par hydrolyse, nodulaire et excellente maniabilité. Traitées pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriqué à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

Avantages

- Filament multi
- Synthétique
- Temps de résorption: 42 jours

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	V2190H
Composition	Copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
sku	1623555
Longueur du fil	75 cm
Couleur	Non teint
Epaisseur du fil	3/0
Longueur aiguille	22 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte