

## 1574130 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable électrique - roues - revêtement Purfect - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur de la série Praxis 2, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 42-112cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite est de 81 cm et offre une position assise confortable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Hauteur</b>	42-112 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>sku</b>	1574130
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce