

## 1549489 - Coussin U-sit Relax - housse bi-tec - L 145 x L 45 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin de Fico U-sit Relax en b-tec est respirant, imperméable aux liquides et respirant. L'coussin est conçu pour les personnes qui ont des problèmes de coccyx ou qui ont subi une intervention chirurgicale sur les fesses. Chez ces personnes, il est nécessaire d'ajuster l'ouverture de l'coussin et de le positionner de manière à ce que la pression puisse être soulagée de la zone douloureuse. L'coussin U-sit est idéal pour les jeunes mamans qui se coupent lors de l'accouchement et pour qui s'asseoir est difficile et douloureux par la suite. Le coussin u-sit est résistant à la moisissure, antibactérien et ignifuge (BS 6807 CRIB 5). L'coussin peut être lavé à 40°C ainsi que désinfecté avec presque n'importe quel désinfectant.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 45 cm, L 145 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1549489
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce