

## 1559660 - Bionix spéculum nasal - jetable - 20 pcs



### Déscription

**Le Spéculum Nasal Jetable Bionix** aide les professionnels de santé à améliorer la visualisation de la cavité nasale grâce à un modèle léger et à usage unique.

#### Avantages:

- **Fonctionnalité optimale** : Offre une vue tout aussi claire de la cavité nasale que les spéculums métalliques traditionnels.
- **Conception respectueuse du patient** : Doté d'extrémités lisses et tièdes, moins intimidantes et plus confortables pour le patient.
- **Ergonomie pour les professionnels de santé** : Sa prise en main souple permet une manipulation simple et confortable.

#### Résultat:

Le Spéculum Nasal Jetable Bionix garantit une visualisation directe de la cavité nasale et constitue une alternative pratique, hygiénique et économique aux spéculums métalliques conventionnels.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1559660
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>type de spéculum</b>	Spéculums jetables