

1559660 - Bionix spéculum nasal - jetable - 20 pcs



Déscription

Le Spéculum Nasal Jetable Bionix aide les professionnels de santé à améliorer la visualisation de la cavité nasale grâce à un modèle léger et à usage unique.

Avantages:

- Fonctionnalité optimale : Offre une vue tout aussi claire de la cavité nasale que les spéculums métalliques traditionnels.
- Conception respectueuse du patient : Doté d'extrémités lisses et tièdes, moins intimidantes et plus confortables pour le patient.
- Ergonomie pour les professionnels de santé : Sa prise en main souple permet une manipulation simple et confortable.

Résultat:

Le Spéculum Nasal Jetable Bionix garantit une visualisation directe de la cavité nasale et constitue une alternative pratique, hygiénique et économique aux spéculums métalliques conventionnels.



Spécifications

Marque	Bionix
sku	1559660
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte
type de spéculum	Spéculums jetables