

1603712 - IV 3000 10 x 12 cm - 50 pcs



Déscription

Pansement pour cathéter IV 3000, le pansement pour cathéter idéal pour une fixation sûre des lignes veineuses centrales. Ce film transparent et perméable à l'humidité offre de nombreux avantages pour une expérience de soins optimale:

- Prévention des infections: réduit le risque d'infection en empêchant la macération, grâce à sa haute perméabilité à la vapeur d'eau et à son imperméabilité à l'eau et aux bactéries.
- Fixation: Garantit une très bonne fixation du cathéter, avec des bandes supplémentaires pour une stabilité accrue.
- Réduction de la prolifération: réduit le risque de prolifération bactérienne et maintient un environnement sain.
- Contrôle visuel: assure un contrôle permanent du site d'insertion, ce qui permet aux soignants de surveiller facilement l'état de la sonde.

Spécifications

Marque	Smith & Nephew
sku	1603712
Stérile	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	10 cm x 12 cm
Type d'emballage	Boîte