

1543445 - Apparat EMS TENS EM80 - 3-en-1 - 1 pc



Déscription

Cet appareil est le choix parfait pour le traitement de la douleur et la stimulation musculaire, masse les muscles et se détend. Il dispose de 30 applications préprogrammées et de 20 programmes personnalisables : fréquence, durée, temps de marche/arrêt et compte à rebours. Avec une fonction médecin pour un ajustement personnalisé du programme de traitement.

- Comprend 8 électrodes autocollantes (45 x 45 mm)
- 4 canaux réglables individuellement
- Arrêt de sécurité
- Intensité réglable
- Avec sac de rangement

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 4.8 cm, H 12.5 cm, L 17 cm
SKU leverancier	66200
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1543445
Code CNK	CNK 3059-565
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce