

1544946 - Wasty - 40 L - ouverture par pédale - 2 roues - 1 pc



Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 59 cm, H 85 cm
Roues	Oui
Pédale	Oui
Profondeur du produit	47 cm
sku	1544946
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce