

1572488 - Simulator II



Déscription

Le Simulator II reproduit des centaines de fonctions du travail et de la vie quotidienne. Avec son ensemble complet d'accessoires et une documentation objective, il est conçu pour être utilisé avec une large gamme de patients. Cet appareil dispose d'un module de résistance, mais pas de dynamomètre (moteur). Mode isotonique et isométrique possible.

Le simulateur II vous aidera à améliorer les résultats de vos patients et les ramènera plus rapidement à des fonctions motrices proches de la normale dans le cadre du travail ou de la vie quotidienne.

Spécifications

Marque	BTE
sku	1572488
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce