

1532691 - Oxymètre avec pléthysmogramme - 1 pc



Déscription

L'oxymètre de pouls standard donne la mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO₂), du pouls et pléthysmogramme. Ce modèle convient aux adultes et enfants à partir de 3 ans environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm).

Il contient un écran OLED 2 couleurs, 6 modes d'affichage et un indicateur de batterie faible.

Mesures : SpO₂ : 70 à 100% avec précision à +/- 3%. Pouls : 30 à 235 bpm avec précision à +/- 2 bpm.

Livré avec une dragonne et piles.

Spécifications

Poids du produit	0.05 kg
Type de batterie	AAA
Taxe Bebat	0.05 EUR
Nombre de batteries	2
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1532691
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	7,5 mm