

1623457 - SportsArt Vélo vertical - Elite Line Eco-Natural C574U - auto-alimenté - écran LCD



Déscription

Le **SportsArt C574U Upright Cycle** fait partie de la **ECO-NATURAL™ Elite Line**, où **design, technologie, durabilité et performances cardiovasculaires** se rencontrent. Grâce au **design auto-alimenté**, cet appareil ne consomme pas d'électricité, offrant ainsi une expérience d'entraînement économe en énergie et respectueuse de l'environnement.

Le **design à carénage profil bas** rend le vélo d'appartement facilement accessible, tandis que la **selle réglable horizontalement et verticalement** offre aux utilisateurs de toutes tailles une position assise ergonomique et confortable. Avec la **commande de résistance au bout des doigts** et les **40 niveaux de résistance**, chaque entraînement peut être facilement adapté, du cardio léger aux séances intensives.

Les **capteurs de fréquence cardiaque par contact** permettent une surveillance en temps réel, permettant aux utilisateurs de suivre précisément leurs performances et leurs zones d'entraînement.

Caractéristiques principales du SportsArt C574U :

- **Design auto-alimenté** – économe en énergie et durable, sans besoin de branchement électrique
- **40 niveaux de résistance** – adaptés à tous les objectifs et niveaux d'entraînement
- **Design à carénage profil bas** – accès simple et sécurisé
- **Selle réglable horizontalement et verticalement** – ergonomique et confortable
- **Commandes de résistance au bout des doigts** – ajustement rapide et facile de la résistance
- **Capteurs de fréquence cardiaque par contact** – mesure précise du rythme cardiaque pendant l'entraînement

Spécifications techniques :

- **Poids de l'unité** : 85,5 kg
- **Dimensions (L x l x H)** : 121,9 x 61,7 x 151,3 cm

- **Poids utilisateur maximal** : 205 kg
- **Niveaux de résistance** : 40

Le **SportsArt C574U Upright Cycle** est idéal pour :

- **Les clubs de fitness et salles de sport** souhaitant offrir un équipement cardio haut de gamme
- **Les centres de rééducation et cabinets de physiothérapie** où l'accessibilité et l'ergonomie sont importantes
- **Les utilisateurs à domicile** recherchant un vélo d'appartement professionnel et économe en énergie

Spécifications

Marque	SportsArt
sku	1623457
Poids	85,5 kg
Type d'emballage	Pièce