

## 1100944 - 3M™ Tegaderm™ roll - 10 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

3M™ Tegaderm™ est un film non-stérile, transparent et maintient les pansements de plaie primaire et/ou les dispositifs médicaux non-stériles solidement sur la peau. Il peut être utilisé comme pansement secondaire sur un pansement alginate, un hydrogel ou une gaze, ou pour d'autres applications où un ruban adhésif non stérile serait utilisé. Convient pour la fixation de tubes et tubulures, de pansements primaires et/ou de dispositifs médicaux non stériles fermement sur la peau et pour la fixation de pommades et de crèmes résistantes à l'eau.

Il crée une barrière étanche qui protège contre les contaminants externes tels que les bactéries, les virus, le sang et autres liquides organiques. Le film Tegaderm est respirant et laisse pénétrer l'oxygène et élimine la vapeur d'eau. Le cadre de pose facilite le positionnement précis du pansement et minimise ainsi le risque d'adhérer aux gants ou sur lui-même. Le film Tegaderm peut être coupé et personnalisé à la longueur et à la forme désirées et peut être porté pendant 7 jours.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | 3M™                          |
| <b>Composition</b>               | PU                           |
| <b>Compresse</b>                 | Non                          |
| <b>Perforé</b>                   | Non                          |
| <b>Sans latex</b>                | Oui                          |
| <b>sku</b>                       | 1100944                      |
| <b>Stérile</b>                   | Non                          |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Taille</b>                    | 10 cm x 10 m                 |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |