

## 1543463 - FW 20 chauffe-pieds - 1 pc



### Déscription

Grâce à ce chauffe-pieds particulièrement doux, vos pieds pourront se réchauffer et sont les pieds froids au passé. et il convient également aux personnes ayant de grands pieds. Doté d'un système de sécurité Beurer (BSS), il s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes, dispose d'un contrôle électrique précis de la température et de l'éclairage. Dessus: fibre polaire, chancelière: peluche que vous pouvez retirer. Fabriqué à partir de matériaux 100% certifiés OEKO-TEX.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 26 cm, L 32 cm
<b>SKU leverancier</b>	53106
<b>Code CNK</b>	CNK 2844-181
<b>Puissance</b>	100 W
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Lavable en machine</b>	Oui
<b>Respirant</b>	Non
<b>Chauffage rapide</b>	Non
<b>Housse incluse</b>	Non
<b>Housse lavable en machine</b>	Non
<b>Système de sécurité</b>	Oui
<b>Niveaux de température</b>	3
<b>sku</b>	1543463
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce