

## 1618281 - Tabouret TR04 - repose - pieds - roues - dossier - 64 - 89 cm - revêtement standard - rouge



### Déscription

Le Tabouret TR 04 est la combinaison parfaite de confort et de fonctionnalité. Ce tabouret élégant, doté d'un dossier et d'une assise ergonomique en forme de selle, garantit une posture optimale, idéale pour de longues périodes assises. L'assise est confortablement rembourrée et la hauteur se règle facilement grâce au vérin à gaz intégré, vous permettant de toujours trouver la bonne hauteur de travail.

Le robuste piètement en aluminium du TR 04 assure une grande stabilité, complété par un repose-pieds pratique qui offre un confort supplémentaire pendant l'utilisation. Que vous passiez de longues heures sur le tabouret ou que vous l'utilisiez brièvement, le repose-pieds permet de maintenir une posture détendue et ergonomique.

*Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.*

## Spécifications

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Marque                                  | Spinetechnics          |
| Roues                                   | Oui                    |
| Anneau de pied                          | Oui                    |
| Dossier                                 | Oui                    |
| Diamètre du siège                       | 35 cm                  |
| Nombre de roues                         | 5                      |
| sku                                     | 1618281                |
| Couleur                                 | S06 - rouge            |
| Couleur châssis                         | Couleur de l'aluminium |
| Matériel châssis                        | Aluminium poli         |
| Réglable en hauteur avec un vérin à gaz | 64 - 89 cm             |
| Type d'emballage                        | Pièce                  |
| Type de siège                           | Siège rond             |