

1603390 - Distributeur de gants ratiomed en inox - S/M/L - 1 pc



Déscription

Distributeur en inox pour le rangement immédiat des gants d'examen à portée de main, tailles perforées S, M et L. Convient pour les gants en nitrile souple.

Livré avec le matériel de fixation mural.

Dimensions : 25,8 x 39 x 9,6 cm.

Spécifications

Marque	Megro
Dimensions du produit	L 39 cm, H 9.6 cm, L 25.8 cm
sku	1603390
Type d'emballage	Pièce