

1019781 - Eucerin pH5 huile de douche - recharge - 400 ml - 1 pc



Déscription

L'huile de douche Eucerin pH5 a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins d'une peau sensible. Sa formule unique associant Tampon Citrate pH5 et tensioactifs extradoux protège les enzymes cutanées. Son complexe relipidant laisse la peau soyeuse et empêche son dessèchement, même en cas de douches fréquentes.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Ingrédients	Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil, Poloxamer 101, Parfum, Aqua, Propylene Glycol, Panthenol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate
sku	1019781
Contenu	400 ml
Odeur	Parfumée
Type d'emballage	Pièce
Valeur pH	5.0 - 6.5