

1543640 - Gobelet - 200 ml - bec flexible 4 mm - blanc laiteux - 200 ml - 1 pc

Déscription

Ce gobelet blanc laiteux avec bec flexible et échelle de mesure est autoclavable jusqu'à 130°C.

Spécifications

Couverture	Oui
Anse	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
Composition	Polypropylène
sku	1543640
Contenu	200 ml
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce