

## 1561221 - OtoClear® Aquabot set 650 ml - inclus 20 embouts et 1 bol - 1 pc



### Déscription

Le kit **Bionix OtoClear® Aquabot** offre une solution pratique et performante pour garantir la sécurité des patients, réduire leur inconfort et faciliter le retrait des bouchons de cérumen. Ce qui distingue ce système, ce sont les embouts d'irrigation OtoClear, fixés à l'extrémité de la tige d'irrigation. Ces embouts dirigent l'eau vers la paroi du conduit auditif sous un angle de 30 degrés, évitant ainsi tout impact direct sur le tympan.

#### Le kit contient :

- Une bouteille Aquabot®
- Une tige adaptatrice
- 20 embouts d'irrigation OtoClear®
- Un bassin auriculaire

Ce système innovant garantit un nettoyage des oreilles sûr, confortable et efficace, tout en respectant la sensibilité des patients.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1561221
<b>Type d'emballage</b>	Boîte