

## 1543063 - Peigne - bleu - 30 cm - 1 pc



### Déscription

Cette brosse à cheveux offre une balance parfaite entre effet maximal et effort minimal des mains, bras et épaules. Les poignées ovales ont une surface rugueuse qui offre une adhérence sûre. La brosse à cheveux est disponible en 2 longueurs. Elles suivent la ligne de la tête grâce à leur forme courbée cela permet de tenir la poignée près de la tête sans perdre de force et de l'amplitude.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>Composition</b>	Polypropylène et TPE
<b>sku</b>	1543063
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	30 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce