

## 1543554 - Oxymètre PO30 - 1 pc



### Déscription

Mesure de la saturation artérielle en oxygène (SpO<sub>2</sub>) et de la fréquence cardiaque (pouls). Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la BPCO, le COVID-19, le COVID long et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 3.2 cm, H 3.6 cm, L 6.1 cm
<b>Poids du produit</b>	0.058 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Code CNK</b>	CNK 3056-306
<b>Bluetooth</b>	Non
<b>Avec câble</b>	Oui
<b>Type de batterie</b>	AAA
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Écran couleur LED</b>	Oui
<b>Avec bande de rythme</b>	Oui
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543554
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce