

1543554 - Oxymètre PO30 - 1 pc



Déscription

Mesure de la saturation artérielle en oxygène (SpO₂) et de la fréquence cardiaque (pouls). Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la BPCO, le COVID-19, le COVID long et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 3.2 cm, H 3.6 cm, L 6.1 cm
Poids du produit	0.058 kg
Type de batterie	AAA
Taxe Bepbat	0.05 EUR
Code CNK	CNK 3056-306
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	2
sku	1543554
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce