

1544000 - Renol allonge de 20 cm pour ceinture abdominale sécurisée - 1 pc



Déscription

Utilisez-les avec la ceinture lit - RFB10115 - 10140 - 09115 - 09140 - 09115P - 09140P, ou la ceinture fauteuil sécurisée RFC47115 - 47140- 57115 - 57140 pour immobiliser le patient.

- 20 cm

Option nécessaire:

1 serrure

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB10200
Options nécessaires	1 serrure et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544000
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	14 cm
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	20 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Ne s'applique pas