

1532772 - Lampe d'examen LED 120F - sur statif - bras à ressort - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen très puissante pour les traitements de petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

- Sans contrôle de mise au point
- Indice de rendu des couleurs Ra : 86
- Température de couleur 4300K
- Taille du champ lumineux : 14 cm
- Diamètre de la lampe : 15 cm
- Lampe LED 40 Watt

Spécifications

Marque	Dr. Mach
Diamètre de la lampe	29 cm
Étendue du champ lumineux	13 à 18 cm
Nombre de LEDs	12
Intensité lumineuse	50000 lux
Longueur du bras	89 cm
Contrôle de la mise au point	Oui
Commande Touchless	Non
sku	1532772
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce