

1600208 - Housse épongé pour coussin Relax bébé XL - grege - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C, Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1600208
Couleur housse	Grège
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Eponge
Type d'emballage	Pièce