

1523723 - WelchAllyn speculums vaginaux pour source de lumière kleenspec 800 - xs - 1 x 24 pcs



Déscription

Finition confortable et entièrement lisse en plastique transparent pour une analyse gynécologique visuelle optimale. Les spéculums vaginaux jetables de haute qualité de **Welch Allyn** sont adaptés à la source lumineuse Kleenspec 800.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1523723
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Tailles des spéculums	XS
Type d'emballage	Boîte