

1106228 - Seca 213 toise mobile - 20 jusqu'à 205 cm - 1 pc



Déscription

Le stadiomètre seca 213 pèse seulement 2.4 kg et convient de ce fait parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires. La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu'à 205 cm.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Oui
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Non
sku	1106228
Produits similaires	Non
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Règle amovible et portable
Plage de mesure	20 - 205 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce