

## 1540174 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stéthoscope - bleu marine - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique). Il présente un design innovant et une membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Poids du produit</b>	0.177 kg
<b>Digital</b>	Non
<b>Membrane réglable</b>	Oui
<b>Longueur du tube</b>	69 cm
<b>Composition</b>	Fibre de verre epoxy
<b>sku</b>	1540174
<b>Application</b>	Cardiologie
<b>Construction binaurale</b>	Double tube
<b>Couleur</b>	Bleu Marine
<b>Couleur de la poignée</b>	Standard
<b>La technologie du pavillon</b>	Double face
<b>Performances acoustiques</b>	9-10
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Cardiology IV