

## 1532215 - Sonicaid FM820 E



### Déscription

Le Sonicaid FM800 est un cardiocographe permettant la surveillance fœtale et maternelle. Il intègre les technologies les plus innovantes pour offrir aux cliniciens l'outil de diagnostic le plus performant de sa génération et ce quelles que soient les circonstances du monitoring (du simple examen de routine à la surveillance des grossesses à risque). Son fonctionnement simple et intuitif facilitant notamment l'accès aux données en fait l'outil idéal des salles de naissance.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1532215
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce