

1544371 - Aérosol - Delphinus - F 1000 - 1 pc



Déscription

Système de nébulisation avec compartiment de rangement intégré. La combinaison d'un compresseur puissant et du RF7 Dual Speed Plus rend la thérapie confortable et efficace. Cet aérosol dispose de 2 vitesses "RF7 Plus", de masques doux au toucher pour adultes et enfants inclus, d'un filtre à air professionnel, d'un compartiment de rangement pour les câbles et d'une poignée robuste pour un transport facile.

Spécifications

Marque	Flaemnuova
Dimensions du produit	L 30 cm, H 10 cm, L 18 cm
Poids du produit	2.1 kg
MMAD max	2.91 µm
MMAD min	2.76 µm
Fraction respirante	77,8% - 79,6%
Compressor luchtuitvoer	10 L/m
Débit max.	0.53 milliliter per minute
Débit min.	0.23 milliliter per minute
sku	1544371
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Utilisation aérosol	Fréquent
Zone de traitement	Les voies respiratoires inférieures