

1000071 - Accu-chek Softclix lancettes - 1 x 200 pcs



Déscription

Les lancettes sont recouvertes d'un revêtement en silicone qui facilite leur pénétration dans la peau. Le broyage spécial à trois surfaces permet de libérer suffisamment de sang pour mesurer votre glycémie. L'Accu-Chek® Softclix est réglable sur 11 profondeurs de piqûre et possède des lancettes spéciales recouvertes d'une couche de silicone souple.

Spécifications

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Roche |
| Compatible avec | Accu-chek Softclix autopiqueur |
| Avec autopiqueur | Non |
| sku | 1000071 |
| Catégorie de glucomètre | Systèmes et lancettes |
| Marque systèmes te lancettes | Roche Accu-Check |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de lancette | Lancette régulière |