

1000071 - Accu-chek Softclix lancettes - 1 x 200 pcs



Déscription

Les lancettes sont recouvertes d'un revêtement en silicone qui facilite leur pénétration dans la peau. Le broyage spécial à trois surfaces permet de libérer suffisamment de sang pour mesurer votre glycémie. L'Accu-Chek® Softclix est réglable sur 11 profondeurs de piqûre et possède des lancettes spéciales recouvertes d'une couche de silicone souple.

Spécifications

Marque	Roche
Compatible avec	Accu-chek Softclix autopiqueur
Avec autopiqueur	Non
sku	1000071
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes et lancettes	Roche Accu-Check
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de lancette	Lancette régulière