

1539640 - Texa® compresses de gaze - stériles - 5 x 5 cm - 100 x 1



Déscription

Les compresses de gaze **Texa**® sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.



Spécifications

Marque	Теха
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Oui
sku	1539640
Couches	8 couches
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	100 x 1 pc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	5 x 5 cm
Type d'emballage	Boîte