

## 1003190 - Lenkelast® - bandes à allongement modéré - 10 cm x 5 m - 1 pc



### Déscription

Lenkelast® est une bande à allongement modéré universel. Un bandage durable et antidérapant à utiliser pour toutes les morphologies. Cela va du bandage de fixation quotidien dans le soin des plaies et des pansements pour attelles en passant par le soutien et le soulagement jusqu'à la compression légère. Le tissu fin est respirant et doux pour la peau grâce à la combinaison de 65 % coton et 35 % polyamide.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	64 % coton, 35 % polyamide, 1 % élasthanne
<b>Stérile</b>	Non
<b>Auto-adhésif</b>	Non
<b>sku</b>	1003190
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	10 cm x 5 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte