

1573948 - Housse épongé pour coussin Relax genou - coral - 1 pc



Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
Produits similaires	Non
sku	1573948
Couleur housse	Corail
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Eponge
Type d'emballage	Pièce