

## 1023753 - Prämeta - garrot - vert - 1 pc



### Déscription

Serrure métallique de haute qualité au design moderne avec un serrage réglable avec précision. Matériau agréable pour la peau, composé d'un tissu en coton durable, sans latex et stérilisable.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Dahlhausen                   |
| <b>SKU leverancier</b>           | 7090200001                   |
| <b>Normes</b>                    | EN ISO 13485:2016            |
| <b>Sans latex</b>                | Oui                          |
| <b>sku</b>                       | 1023753                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |