

1515908 - Seca 217 stadiomètre pour mesure de longueur mobile - 20 jusqu'à 205 cm - 1 pc



Déscription

Le stadiomètre mobile seca 217 se caractérise par ses matériaux de haute qualité et son système de raccordement particulièrement bien pensé qui lui confère une stabilité unique, pratiquement comme s'il était monté de manière fixe. L'écarteur mural réglable permet de garantir un maintien sûr sans aucun vissage. Le stadiomètre est essentiellement destiné à un usage en cabinet médical et en milieu hospitalier mais est aussi parfaitement adapté à un usage mobile pour les examens réalisés dans le cadre des examens médicaux scolaires ou lors des visites à domicile. Après démontage, le stadiomètre se transporte partout, de manière très pratique.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Seca |
| Télescopique | Non |
| Démontable | Oui |
| Connectable aux balances | Non |
| sku | 1515908 |
| Graduation toise | 1 mm |
| Modèle toise | Règle amovible et portable |
| Plage de mesure | 0 - 205 cm |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Im |
| Type d'emballage | Pièce |